

Fiche de données du produit

Douche de décontamination portable par brumisation

PORTAdec™ 500

Développée pour soutenir les stratégies de confinement COVID-19, cette douche de décontamination portable par brumisation peut être utilisée lors de la mise en place et du retrait des EPI ou en complément des installations d'hygiène. Fournie dans une mallette transportable sur roulettes, cette unité de passage est rapidement déployée pour une utilisation intérieure ou extérieure.

La bouteille pressurisée est remplie d'une solution désinfectante non toxique appropriée, comme de l'eau électrolysée, pour tuer le virus instantanément. Chaque activation mains libres fournit une fine brume pendant 10 secondes et, en même temps, l'utilisateur peut se servir du tapis désinfectant pour assurer une décontamination de la tête aux pieds. Le tapis de la zone de démarcation désigne la zone de désinfection à l'entrée et la zone de séchage à la sortie de la douche. Des sacs de sable sont fournis pour stabiliser l'unité si nécessaire (12 kg une fois remplis).



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Polyester (lavable jusqu'à 50°C) avec revêtement de sol en PVC
CADRE	Aluminium anodisé
BOUEILLE	Acier inoxydable
SERVICES	
CAPACITÉ	Bouteille de 15 litres
ARRIVÉE D'EAU	½ po
PRESSION DE SERVICE	3 à 6 BAR G / 43 à 87 PSI
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Activation par le pied
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS TOTALES (LxPxH)	Assemblée : 1000 mm (39,3 po) x 1000 mm (39,3 po) x 2350 mm (92,5 po) Emballée : 640 mm (25 po) x 360 mm (14 po) x 1600 mm (63 po)
BOUEILLE DE 15 LITRES	633 mm (25 po) x 220 mm (8,7 po)
TAPIS DE ZONE DE DÉSINFECTION / SÉCHAGE	3000 mm (118,1 po) x 900 mm (35,4 po)
TAPIS ASSAINISSANT	690 mm (27,2 po) x 870 mm (34,2 po)
POIDS	Poids total emballée 38 kg (84 lb) Mallette de transport : 3 kg (6,6 lb) Cadre et couvercle : 13,5 kg (30 lb) Bouteille de 15 litres : 5 kg (11 lb) Tapis de zone de désinfection/séchage : 7,5 kg (16,5 lb) Tapis assainissant : 3,5 kg (7,7 lb)

Fournis en standard (dans la mallette de transport) :
Douche par brumisation (avec cadre et housse lavable en machine)
Bouteille de 15 litres avec activation par le pied
Pompe manuelle haute pression pour pressuriser la bouteille
Tapis assainissant et tapis de zone de démarcation
Sacs de sable (12 kg une fois remplis)

Options :
Bouteille supplémentaire pour assurer un fonctionnement continu
Kit de buse de recharge
Kit d'induction chimique Dosatron pour utilisation avec l'alimentation en eau de réseau
Rampes d'entrée et de sortie et caillebotis au sol pour aider les personnes en fauteuil roulant